



Topi-CLICK® Troche-Click™, cavité de 0,90 ml avec rainures pour diviser en moitiés et en quarts, Bleu

Description : Le Topi-CLICK® Troche-Click™ est une solution innovante permettant d'administrer une dose précise aux patients sous forme de pastille. Facile à remplir, il améliore l'efficacité des pharmacies et l'expérience des patients grâce à la distribution directe des médicaments à partir d'un moule jetable.

Caractéristiques :

- Chaque alvéole de 0,90 ml permet un dosage personnalisable grâce à des rainures permettant de diviser la pastille en moitiés et en quarts
- Éjection facile grâce à un bouton d'éjection pour un retrait rapide
- Plateau résistant à la chaleur
- Protection contre les UV
- Grande surface d'étiquetage sur le couvercle
- Mécanisme de verrouillage conçu pour empêcher toute ouverture accidentelle
- Plusieurs options de couleurs permettent aux patients de distinguer facilement leurs médicaments
- Matériaux conformes à la norme FDA CFR 21.177, qui correspond aux exigences de la norme <USP 661>

Caractéristiques techniques :

Capacité	30 x 0,90 ml
Matériau	Polypropylène
Taille de l'étiquette	
Couvercle	3,0" de largeur x 2,0" de hauteur
Plateau	1,5" de largeur x 0,5" de hauteur

États-Unis | Canada | Australie | International

medisca.com


Filling Instructions



STEP 1:

Place the Troche-CLICK™ tray on a clean, level surface.

Fill the Troche-CLICK™ with mixture. Filling techniques may include: pouring directly from a glass beaker, transferring mixture using a syringe or transfer pipette.



STEP 2:

Remove excess troche material by scraping over the top of the troche lozenges with a clean spatula.

The PEG base shrinks during cooling. Add additional material to the individual cavities, if required.



STEP 3:

After the troche material has set, a heat gun can be used to remelt the top of the troches to provide a polished appearance to the troches.



STEP 4:

Troches lozenges can be removed and then replaced to conduct quality checks.

Produits associés :

- Topi-CLICK® Troche-Click™, cavité de 0,90 ml avec rainures permettant de diviser en deux et en quatre, blanc (5494)
- Topi-CLICK® Troche-Click™, cavité de 0,90 ml avec rainures pour division en moitiés et quarts, Rose (5495)
- Topi-CLICK® Troche-Click™, alvéole de 0,90 ml avec rainures pour division en moitiés et quarts, vert (5493)

ÉTATS-UNIS | CANADA | AUSTRALIE ET PACIFIQUE | EUROPE

WWW.MEDISCA.COM

Veuillez noter que les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement informatif. Elles s'appuient sur des recueils reconnus, les notices des fabricants et/ou d'autres sources et textes faisant autorité. MEDISCA décline toute responsabilité quant à la validité ou à l'exactitude de ces informations. Le client DOIT se référer à l'USP, à la FDA, à Santé Canada, à la TGA et/ou à l'organisme de réglementation de son État afin de s'assurer qu'il respecte les réglementations spécifiques et que les procédures appropriées sont en place.