



Mazerustar - contrepoids pour mélangeur KK-400W

Description : Cet ensemble de contrepoids peut être placé directement dans le support du MAZ[®]KK-400W, ce qui facilite l'étape de mise en contrepoids nécessaire avant de lancer tout cycle sur le MAZ[®]. La masse correspondante gravée sur chaque contrepoids facilite son identification.

Caractéristiques techniques :

Poids total (g)	430 ± 6
Matériau	Acétal (Sustarin C)
Couleur	Naturel (blanc)

Comprend :

- 1 x 200 g
- 1 x 100 g
- 1 x 50 g
- 1 x 40 g
- 1 x 25 g
- 1 x 15 g

**États-Unis | Canada | Australie |
International**

Veuillez noter que les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles s'appuient sur des recueils reconnus, les instructions des fabricants et/ou d'autres sources et textes faisant autorité. Medisca décline toute responsabilité quant à la validité ou à l'exactitude de ces informations. Les clients DOIVENT se référer à l'USP, à la FDA, à Santé Canada, à la TGA et/ou à leur organisme de réglementation régional afin de s'assurer qu'ils respectent les réglementations spécifiques et que les procédures appropriées sont en place.

FORM-QC-078