



SACHET POUR AUTOCLAVE, CHEX-ALL II

7 po x 12 po / 17,8 cm x 30,5 cm, fermeture autocollante, stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène (EO)

PQ/500

DESCRIPTION : LES POCHETTES DE STÉRILISATION INSTANTANÉES ET AUTO-SCELLANTES ÉLIMINENT LE BESOIN DE THERMOSCELLAGE ET DE BANDES DE SCELLAGE SÉPARÉES. UNE BANDE DE PROTECTION SE RETIRE DE L'EXTRÉMITÉ ADHÉSIVE RABATTABLE POUR ASSURER UNE FERMETURE HERMÉTIQUE COMPLÈTE. LA FERMETURE NE S'OUVRE PAS DANS LES AUTOCLAVES À VAPEUR ET N'EST PAS ALTÉRÉE PAR LES GAZ. LES POCHETTES SONT INVOLABLES : TOUTE TENTATIVE D'OUVERTURE LAISSE DES TRACES VISIBLES, ET LEUR DURÉE DE CONSERVATION EN MILIEU STÉRILE EST IDENTIQUE À CELLE DE TOUTES LES AUTRES POCHETTES. LA PÉNÉTRATION DES AGENTS STÉRILISANTS DANS L'EMBALLAGE EST CONTRÔLÉE PAR DES INDICATEURS PRÉIMPRIMÉS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR POUR LA VAPEUR ET LE GAZ EO. À LA VAPEUR, LES INDICATEURS JAUNES VIRENT AU GRIS-NOIR ; LES INDICATEURS ROUGES NE CHANGENT PAS. AU GAZ, LES INDICATEURS ROUGES VIRENT AU VERT ; LES INDICATEURS JAUNES NE CHANGENT PAS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Méthode de stérilisation	Paramètre		
	Réglage de la température	Réglage de la durée	Réglage de la pression
Vapeur	250°F (121°C)	30 minutes	30 psi (2,06 bar)
	275°F (135°C)	18 minutes	44 psi (3,03 bar)
EO	131F (55°C)	120 minutes	N/A