

8079-01



Millex-GP, filtre pour seringue stérile à membrane PES de 0,22 µm, 25 mm, hydrophile, entrée Luer-Lock femelle, sortie Luer-Slip mâle, Transparent/Transparent, PQ/50 (Millipore)

Stérilisation des solutions aqueuses.

Remarque : L'image du produit représente un autre filtre pour seringues ; toutefois, cette image a été choisie afin de rendre fidèlement les couleurs.

Caractéristiques techniques :

Volume de rétention (µL)	< 100
Raccord d'entrée / de sortie	Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle
Pression d'entrée maximale (bar / psi)	5,2 / 75
Volume de traitement (mL)	100
Taille des pores (µm)	0,22
Mouillabilité	Hydrophile
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Diamètre du filtre (mm)	25
Surface de filtration (cm²)	3,9
Stérilité	Stérile
Matériau de l'appareil	Eastar®
Chimie	Polyéthersulfone
Code couleur	Entrée transparente / Sortie transparente
Soins directs aux patients : oui/non	Y
Température maximale de fonctionnement (°C / °F)	45 / 113
Diamètre (mm)	25
Hauteur (mm)	25
Essai de point de bulle avec de l'eau (psi)	≥ 56



661 Route 3, local C
Plattsburgh, New York 12901
SANS FRAIS 1.800.932.1039
FAX 1.518.563.7331
www.medisca.com

Les informations ci-dessus constituent une transcription fidèle des renseignements fournis à MEDISCA® à partir de la fiche technique et/ou du certificat de conformité fournis par le fabricant/fournisseur.

COMPOUNDING QUALITY WITH SERVICE™