



SACHETS POUR AUTOCLAVE, CONVERTORS

7,5 po x 13 po, auto-adhésif, film Bleu, stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène (EO)

PQ/100

DESCRIPTION : LES SACHETS À OUVERTURE PAR PELAGE SONT CONÇUS POUR UNE PRÉSENTATION RAPIDE ET FACILE DES ARTICLES STÉRILES. ILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LA STÉRILISATION À LA VAPEUR OU À L'OXYDE D'ÉTHYLÈNE. DES INDICATEURS DE TRAITEMENT CHIMIQUE PRÉSENTS SUR CHAQUE SACHET PERMETTENT D'IDENTIFIER LE PROCÉDÉ DE STÉRILISATION UTILISÉ. LE CONTENU DU SACHET EST FACILEMENT VISIBLE À TRAVERS LA FACE EN FILM TEINTÉ DE BLEU D'UNE ÉPAISSEUR DE 2 MIL. L'AUTRE FACE EST CONSTITUÉE D'UN PAPIER DE QUALITÉ CHIRURGICALE, ROBUSTE ET RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ, QUI OFFRE UNE POROSITÉ ÉLEVÉE POUR UNE STÉRILISATION RAPIDE TOUT EN CONSTITUANT UNE BARRIÈRE BACTÉRIENNE EFFICACE.

Les sachets thermoscellables peuvent être scellés à la chaleur ou fermés à l'aide de ruban adhésif. Les sachets auto-scellants sont dotés d'une fermeture sensible à la pression, pré-pliée pour garantir l'intégrité du scellage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Méthode de stérilisation	Paramètre		
	Réglage de la température	Réglage de la durée	Réglage de la pression
Vapeur	250°F (121°C)	≥ 20 minutes ou plus	≥ 1,2 bar
	273°F (134°C)	≥ 4 minutes	≥ 2,1 bars
EO	129–133 °F (54–56 °C), 50 % pH	≥ 105 minutes	-70 kPa