



Topi-CLICK® Troche-Click™, cavité de 0,90 ml avec rainures pour diviser en moitiés et en quarts, Rose

Description : Le Topi-CLICK® Troche-Click™ est une solution innovante permettant d'administrer une dose précise aux patients sous forme de pastille. Facile à remplir, il améliore l'efficacité des pharmacies et l'expérience des patients grâce à la distribution directe des médicaments à partir d'un moule jetable.

Caractéristiques :

- Chaque alvéole de 0,90 ml permet un dosage personnalisable grâce à des rainures permettant de diviser la pastille en moitiés et en quarts
- Éjection facile grâce à un bouton d'éjection pour un retrait rapide
- Plateau résistant à la chaleur
- Protection contre les UV
- Grande surface d'étiquetage sur le couvercle
- Mécanisme de verrouillage conçu pour empêcher toute ouverture accidentelle
- Plusieurs options de couleurs permettent aux patients de distinguer facilement leurs médicaments
- Matériaux conformes à la norme FDA CFR 21.177, qui correspond aux exigences de la norme <USP 661>

Caractéristiques techniques :

Capacité	30 x 0,90 ml
Matériau	Polypropylène
Taille de l'étiquette	
Couvercle	3,0" de largeur x 2,0" de hauteur
Plateau	1,5" de largeur x 0,5" de hauteur

États-Unis | Canada | Australie | International


medisca.com

Filling Instructions



STEP 1:
Place the Troche-CLICK™
tray on a clean, level
surface.

Fill the Troche-CLICK™ with
mixture. Filling techniques
may include: pouring
directly from a glass
beaker, transferring mixture
using a syringe or transfer
pipette.



STEP 2:
Remove excess troche
material by scraping over the
top of the troche lozenges
with a clean spatula.

The PEG base shrinks
during cooling. Add
additional material to the
individual cavities, if required.



STEP 3:
After the troche material
has set, a heat gun can
be used to remelt the top
of the troches to provide
a polished appearance to
the troches.



STEP 4:
Troches lozenges can be
removed and then replaced
to conduct quality checks.

Produits associés :

- Topi-CLICK® Troche-Click™, cavité de 0,90 ml avec rainures permettant de diviser en deux et en quatre, blanc (5494)
- Topi-CLICK® Troche-Click™, alvéole de 0,90 ml avec rainures pour division en moitiés et quarts, vert (5493)
- Topi-CLICK® Troche-Click™, alvéole de 0,90 ml avec rainures pour division en moitiés et quarts, Bleu (5496)

ÉTATS-UNIS | CANADA | AUSTRALIE ET PACIFIQUE | EUROPE

WWW.MEDISCA.COM

Veuillez noter que les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement informatif. Elles s'appuient sur des recueils reconnus, les notices des fabricants et/ou d'autres sources et textes faisant autorité. Medisca décline toute responsabilité quant à la validité ou à l'exactitude de ces informations. Le client DOIT se référer à l'USP, à la FDA, à Santé Canada, à la TGA et/ou à l'organisme de réglementation de son État afin de s'assurer qu'il respecte les réglementations spécifiques et que les procédures appropriées sont en place.